

1. FINALIDADE:

Solução de lactose para realização de Teste Oral de Tolerância à Lactose.

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

O Teste oral de Tolerância à Lactose, ou Teste de Sobrecarga à Lactose, é realizado da seguinte maneira:

Dosa-se o nível de glicemia de jejum e sequencialmente, depois de uma carga oral de lactose. Adultos e crianças acima de 25Kg deverão ingerir 50g de lactose (equivalente a 300mL da solução). Crianças abaixo de 25kg deverão receber 2g/kg (para a apresentação de 50g/300mL: 12mL da solução por Kg e para a apresentação de 25g/250mL 10mL da solução por Kg) até o máximo de 50g. A dose que será administrada ao cliente é calculada da seguinte forma: 12mL da solução (valor fixo) x peso do cliente. Exemplo: Cliente de 20 kg: 12mL (valor fixo) x 20 (peso do cliente) = 240mL da solução. Neste caso serão oferecidos ao cliente 240mL (como calculado). O volume não administrado deverá ser desprezado. A glicemia é dosada em 0, 30 e 60 minutos. Tem uma sensibilidade de 75% e uma especificidade de 96%. A má absorção da lactose é confirmada com um aumento da glicemia menor que 20mg % (Pereira et al., 1982).

A solução é utilizada também para determinação de intolerância à lactose através do Teste de Hidrogênio expirado.

3. APRESENTAÇÃO:

LACT-O-TEST LIMÃO:

Frasco contendo 50g de lactose em 300mL.

Frasco contendo 25g de lactose em 250mL.

4. COMPOSIÇÃO:

Lactose anidra, acidulante ácido cítrico (INS330), aromatizante idêntico ao natural (FII), conservante.

5. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Manter em temperatura 2° e 30°C ao abrigo da luz. Verifique o prazo de validade na embalagem. Não utilize produtos com a validade vencida.

6. PRECAUÇÕES:

- Os cuidados habituais de biossegurança devem ser aplicados na manipulação do produto.

7. TÉCNICA DE USO:

- O teste deve ser realizado pela manhã com o paciente em jejum de 8 – 14 horas.
- O paciente deve evitar a realização de atividades físicas no dia anterior ao teste.
- É recomendada a ingestão de pelo menos 150g de carboidratos nos 3 dias prévios à realização do teste, como forma de sensibilizar o pâncreas.
- Coletar a amostra de sangue em jejum.
- Administrar a dose de LACT-O-TEST recomendada:
- Coletar as amostras de sangue nos intervalos indicados:
 - Adultos e crianças: após 2 horas;
 - Gestantes: após 1 e 2 horas.

8. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS:**Teste Sorológico:**

Os valores da glicemia após a ingestão devem ser cerca de 20mg/dL a 25mg/dL superior ao verificado em jejum. Exemplo: um paciente com 85mg/dL de glicose em jejum deverá apresentar valor superior a 105mg/dL após a ingestão do LACT-O-TEST, do contrário, o paciente é considerado intolerante à lactose.

Teste de Hidrogênio Expirado:

Seguir as orientações do fabricante do equipamento.

9. CONTROLE DE QUALIDADE:

- Antes do uso, inspecionar os frascos individualmente, verificando se não existem irregularidades.
- Como medidas de controle da qualidade, devem ser seguidas as dispostas para o doseamento da glicose sérica.

10. LIMITAÇÕES DO MÉTODO:

Caso o paciente apresente sinais de alteração como diarreia, irritação ou dores abdominais, estes devem ser reportados no laudo ao médico. A ocorrência de vômitos após a ingestão do Lact-O-Test implica a suspensão da prova.

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Stanley S. Raphael; Lynch: Técnicas de laboratório; 1986.
- Lennette, E.H. et al. Microbiologia Clínica. 4 ed. Buenos Aires: Panamericana, 1987.
- Lima O. A.; Soares J.B; Greco J.B. Galizzi; Cançado J.R: Métodos de laboratório aplicados à clínica; 1992.

10. DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ASSOCIADOS:

Para esclarecimentos de dúvidas do consumidor quanto ao produto:

Telefax: (32) 3331-4489

sac@renylab.ind.br

Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE – VIDE RÓTULO

Fabricado e distribuído por:

RenyLab Química e Farmacêutica Ltda.

Rodovia BR 040 km 697 Caiçaras

Cep: 36.205-666 - Barbacena - MG - Brasil

Tel.: 55 32 3331-4489

CNPJ: 00.562.583/0001-44

www.renylab.ind.br

Responsável técnico: Dr. Renê Vaz de Mello.

CRF-MG:2709

MS: 80002670080