

ÁGAR MYCOSEL (cód.1751)

1. FINALIDADE:

Meio destinado ao cultivo de fungos (bolores e leveduras) patogênicos, em especial dermatófitos.

2. INFORMAÇÕES:

A Cicloheximida é usada numa variedade de meios para o isolamento de fungos patogênicos, para inibir certos fungos não patogênicos, como os bolores e leveduras saprófitas. É especialmente útil no isolamento de dermatófitos. Dado que a patogenicidade dos fungos e o estado imunitário do doente variam, deve-se ter atenção quando um meio com cicloheximida é usado individualmente para o isolamento dos fungos, porque alguns fungos oportunistas “poderão escapar”.

O Cloranfenicol é um antibiótico de largo espectro, que possui uma ação inibidora para uma grande variedade de bactérias Gram-negativas e Gram-positivas, mas que poderá ter um efeito inibidor sobre vários fungos patogênicos.

3. APRESENTAÇÃO:

Pacote com 10 tubos.

4. AMOSTRAS:

Vários tipos de amostra podem ser utilizadas em conjunto com o Sabouraud Agar, cabendo ao usuário final definir critérios de coleta, conservação e rejeição.

5. COMPOSIÇÃO:

Peptona, dextrose, agar, cloranfenicol e cicloheximida.

6. ARMAZENAMENTO:

Este produto deve ser armazenado em temperatura de 2 a 8°C, podendo ser transportado em temperatura ambiente por até 72 horas.

7. PRECAUÇÕES E CUIDADOS ESPECIAIS:

- Produto para uso diagnóstico “in vitro”;
- Não utilize produtos com o prazo de validade expirado ou com selo de qualidade rompido;
- Antes de descartar o material usado, autoclavar a 121°C por 15 minutos.

8. MATERIAIS NECESSÁRIOS NÃO FORNECIDOS:

- Estufa bacteriológica;
- Alça bacteriológica.

9. PROCEDIMENTO TÉCNICO:

- Semear o material por estriamento na superfície inclinada do tubo utilizando swab ou alça bacteriológica em platina;
- Incubar em estufa a 30°C por período de tempo exigido pela técnica utilizada;
- Analisar as colônias seguindo procedimento padrão do laboratório

10. CONTROLE DE QUALIDADE:

A cada lote recebido ou em periodicidade estabelecida pelo usuário, avaliar o meio com uma cepa *Candida albicans* (que deve apresentar bom crescimento com colônias

brancas). Caso sejam obtidos resultados contrários aos esperados, recomenda-se a não utilização do produto até o esclarecimento das causas. Para obtenção de resultados confiáveis recomenda-se o uso de cepas padrão ATCC ou derivadas.

11. GARANTIA DA QUALIDADE:

A RenyLab obedece o disposto na Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor. Para que o produto apresente seu melhor desempenho, é necessário:

- que o usuário conheça e siga rigorosamente o presente procedimento

- que os equipamentos e demais acessórios necessários estejam em boas condições de uso, manutenção e limpeza.

Antes de ser liberado para venda, cada lote do produto é submetido a testes específicos, que são repetidos periodicamente conforme calendário estabelecido pela empresa até a data de vencimento.

Os certificados de análise de cada lote podem ser obtidos no site www.renylab.com.br. Em caso de dúvidas ou quaisquer problemas de origem técnica, entrar em contato com o SAC - Serviço de Assessoria ao Cliente através do telefone (32) 3331-4489 ou pelo e-mail sac@renylab.ind.br. Quaisquer problemas que inviabilizem uma boa resposta do produto, que tenham ocorrido comprovadamente por falha da RenyLab serão resolvidos sem ônus ao cliente, conforme o disposto em lei.

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- ANVISA, Descrição dos Meios de Cultura Empregados nos Exames Microbiológicos;
- Oplustil, C.P., Zoccoli, C.M., Tobouti, N.R., e Sinto, S.I. Procedimentos Básicos em Microbiologia Clínica, Sarvier, São Paulo, 2000.
- MERCK. Manual de medios de cultivo. Darmstadt, 1990.

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ASSOCIADOS:

Para esclarecimentos de dúvidas do consumidor quanto ao produto: sac@renylab.ind.br
Telefax: (32) 3331-4489
Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE – VIDE RÓTULO

Elaborado e fabricado por:

RENYLAB QUIM. FARM. LTDA
Rodovia BR 040 Km 697 – Caiçaras
Barbacena – MG CEP:36205-666
Farm. Resp.: Renê Vaz de Mello CRF – MG: 2709
M.S: 80002670075