

RENYGEL GL é um gel lubrificante de base aquosa, não gorduroso, inodoro, pH neutro e atóxico. Sua fórmula foi especialmente desenvolvida para auxiliar procedimentos médicos de colonoscopia, endoscopia, ginecologia, entre outros.

Instruções de uso: corte o bico da tampa e aplique uma fina camada de gel no equipamento antes de introduzi-lo no paciente.

Precauções: manter fora do alcance de crianças. Conservar em local seco e arejado, ao abrigo de luz. Produto inerte, não danifica as peças do equipamento.

Composição: hidroxietilcelulose, glicerina, propilenglicol, metilparabeno, EDTA, água.

Fabricado por:

Renylab Química e Farmacêutica

Rodovia BR-040, Km 697 - Caiçaras - Barbacena - MG

Resp. Técnico: René Vaz de Mello - CRF MG: 2709

MS: 80002670072

comercial@renylab.ind.br

sac@renylab.ind.br

www.renylab.ind.br



RENYLAB
DIAGNÓSTICOS IN VITRO



RENYGEL
GL

ENDOSCOPIA

250g

RENYGEL GL es un gel lubricante de base acuosa, no gorduroso, inodoro, pH neutro y atóxico. Su fórmula fue especialmente desarrollada para auxiliar procedimientos médicos de colonoscopia, endoscopia, ginecología entre otros.

Instrucciones de uso: cortar el pico de la tapa y aplicar una camada fina del gel en el equipamiento antes de introducirlo en el paciente.

Precauciones: mantener fuera del alcance de los niños. Conservar en local seco y aireado, al abrigo de la luz. Producto Inerte, no causa daños al equipo.

Composición: hidroxietilcelulosa, glicerina, propilenglicol metilparabeno, EDTA, água.

Hecho por:

Renylab Química e Farmacêutica - BRASIL

Contatos comerciais / Contactos comerciales:

+55 32 3052-7746 / +55 32 99935-1390



RENYLAB
DIAGNÓSTICOS IN VITRO