

RenyLab 	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAMB002	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Ágar Cetrimida		
Pág: 1/1			
Revisão: 02	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 22/12/2014	Renata	Mônica	Renata

Controle de Qualidade

Certificado de análise – Ágar Cetrimida
Finalidade: Meio seletivo adequado para isolamento e identificação de <i>Pseudomonas aeruginosa</i> a partir de diversos materiais

Data de fabricação: 06/09/2018	Lote: 18091258
Data de validade: 06/12/2018	Apresentação: Placa petri 90x15mm
Quantidade amostrada: 10	Data da amostragem: 06/09/2018
Numero MS:80002670075	Armazenagem: 2º a 8°C.

Análise Físico química

Teste realizado	Especificação	Resultado
Inspeção visual	Cor amarelo claro, solução clara sem precipitados	De acordo
pH a 25º C	7,2 ± 0,2	7,22
Volume	23 mL	23 mL

Análise de Desempenho

Cepas	Resultado esperado	Resultado
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 7853	Colônias com pigmentação característica azul ou azul esverdeada e que tornam-se fluorescentes sob a luz ultravioleta de 254 nm.	De acordo
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Ausência de crescimento	De acordo

Análise da esterilidade

Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 24 h de incubação em estufa microbiológica	De acordo

Bibliografia

Procedimentos Básicos em Microbiologia Clínica, 3ª edição.
--

Parecer

A amostra analisada atende às especificações descritas

Obs: A data de expiração aplica-se ao produto na sua embalagem intacta, quando armazenado em condições adequadas. Os meios não devem ser usados se houver algum sinal da deterioração, contaminação ou se a data de validade expirar.

Data: 10/09/2018

Analista Responsável



Antonio dos Santos Galli

Garantia da Qualidade



Daniela de Sales Guillarducci