

	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAPA022	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Corante Giemsa.		
Pág: 1/1			
Revisão: 04	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 22/12/2014	Renata	Mônica	Daniela

Controle de Qualidade

Certificado de análise Corante Giemsa

Data de Fabricação: 06/08/2018	Lote: 18081104
Data de validade: 06/08/2020	Embalagem: Frasco Pet âmbar 500mL/1000 mL
Quantidade amostrada: 100mL	Data da amostragem: 06/08/2018
Número MS:80002670086	Cód.: 136/11

Análise Físico-Química		
Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Solução azul escura	D.A
Densidade	1,000 a 1,150 g/cm ³	1,050
pH	6,0 a 8,0	7,05

Análise Funcional		
Descrição	Especificação	Resultado
Macroscópica	Esfregaço de cor rosa mate uniforme	D.A
Microscópica	Plaquetas: azuladas com pequenas granulações azurófilas Hemácias: rosa claro e de forma arredondada	D.A

- D.A = de acordo

Bibliografia
POPCQ037 , Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório.

Parecer
<i>A amostra analisada atende às especificações descritas.</i>

Data: 06/08/2018

Analista Responsável



Antonio dos Santos Galli

Garantia da Qualidade



Daniela de Sales Guillarducci

