

<b>RenyLab</b> <small>Química e Farmacologia</small>		<b>CERTIFICADO DE ANÁLISE</b>	
<b>Código:</b> CAPA022	<b>Título:</b> Certificado de Análise de Produto Acabado – Corante Giemsa.		
<b>Pág.:</b> 1/1	<b>Emitido por:</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>Conferido por:</b>
<b>Revisão:</b> 04	Renata	Mônica	Daniela
<b>Data:</b> 22/12/2014			

### Controle de Qualidade

Certificado de análise Corante Giemsa

Data de Fabricação: 01/10/2018	Lote: 18101355
Data de validade: 01/10/2020	Embalagem: Frasco Pet âmbar 500 mL
Quantidade amostrada: 100mL	Data da amostragem: 01/10/2018
Número MS:80002670086	Cód.: 136

Análise Físico-Química		
Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Solução azul escura	D.A
Densidade	1,000 a 1,150 g/cm <sup>3</sup>	1,039
pH	6,0 a 8,0	7,25

Análise Funcional		
Descrição	Especificação	Resultado
Macroscópica	Esfregaço de cor rosa mate uniforme	D.A
Microscópica	Plaquetas: azuladas com pequenas granulações azurófilas Hemácias: rosa claro e de forma arredondada	D.A

- D.A = de acordo

Bibliografia
POPCQ037 , Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório.

Parecer
<b><i>A amostra analisada atende às especificações descritas.</i></b>

Data: 01/10/2018

Analista

*Joelma*

Joelma de Souza Oliveira

Coordenador Técnico

*Antônio dos Santos Galli*

Antônio dos Santos Galli