

**Código:** CAMB048

**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Caldo Ornitina

**Pág:** 1/1

**Revisão:** 01

**Emitido por:**
**Revisado por:**
**Conferido por:**
**Data:** 22/12/2014

Renata

Mônica

Renata

**Controle de Qualidade**

Certificado de análise – Caldo Ornitina

Finalidade: Verificar a capacidade de microrganismos usarem enzimas, auxiliando na identificação

Data de fabricação: 26/10/2018

Lote: 18101470

Data de validade: 06/04/2019

Apresentação: Tubo de vidro com rosca 13x100mm

Quantidade amostrada: 10

Data da amostragem: 26/10/2018

Numero MS:80002670075

Armazenagem: 2° a 8°C

**Análise Físico química**

Teste realizado	Especificação	Resultado
Inspeção visual	Levemente acinzentado com óleo na superfície.	De acordo
pH	6,0 ± 0,2	6,20
Volume envasado	3mL	3 mL

**Análise de Desempenho**

Cepas	Resultado esperado	Resultado
<i>Enterobacter cloacae</i> ATCC 13047	Desenvolvimento da cor roxa intensa.	De acordo
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	Desenvolvimento de cor amarelo.	De acordo

**Análise da esterilidade**

Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 24 h de incubação em estufa microbiológica	De acordo

**Bibliografia**

Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos- ANVISA módulo IV pág. 39

**Parecer**
***A amostra analisada atende às especificações descritas***

Obs: A data de expiração aplica-se ao produto na sua embalagem intacta, quando armazenado em condições adequadas. Os meios não devem ser usados se houver algum sinal da deterioração, contaminação ou se a data de validade expirar.

**Data:** 29/10/2018

**Analista**


Joelma de Souza Oliveira

**Coordenador Técnico**


Antônio dos Santos Galli