

|                                                                                   |                                                                      |                      |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|  | CERTIFICADO DE ANÁLISE                                               |                      |                       |
| <b>Código:</b> CAMB007                                                            | <b>Título:</b> Certificado de Análise de Produto Acabado – Ágar Cled |                      |                       |
| <b>Pág:</b> 1/1                                                                   |                                                                      |                      |                       |
| <b>Revisão:</b> 01                                                                | <b>Emitido por:</b>                                                  | <b>Revisado por:</b> | <b>Conferido por:</b> |
| <b>Data:</b> 22/12/2014                                                           | Renata                                                               | Mônica               | Renata                |

### Controle de Qualidade

|                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Certificado de análise – Ágar Cled                                                                                  |  |
| Finalidade: Meio de cultura usado para isolamento e quantificação de microrganismos presentes em amostras de urina. |  |

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Data de fabricação: 23/11/2018 | Lote: 18111606                       |
| Data de validade: 23/03/2019   | Apresentação: Placa de petri 90x15mm |
| Quantidade amostrada: 10       | Data da amostragem: 23/11/2018       |
| Número MS: 80002670075         | Armazenagem: 2° a 8°C.               |

| Análise Físico química |                        |           |
|------------------------|------------------------|-----------|
| Teste realizado        | Especificação          | Resultado |
| Inspeção visual        | Cor verde e homogêneo. | De acordo |
| pH a 25 C              | 7,3 ± 0,2              | 7,41      |
| Volume                 | 23 mL                  | 23 mL     |

| Análise de Desempenho                      |                                                                    |           |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Cepas                                      | Resultado esperado                                                 | Resultado |
| <i>Staphylococcus aureus</i><br>ATCC 25923 | Crescimento colônias amarelas                                      | De acordo |
| <i>Escherichia coli</i><br>ATCC 25922      | Crescimento colônias amarelas.<br>Lactose positiva                 | De acordo |
| <i>Proteus vulgaris</i><br>ATCC 8427       | Crescimento de colônias azuis<br>translúcidas.<br>Lactose Negativa | De acordo |

| Análise da esterilidade |                                                                            |           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ensaio                  | Especificação                                                              | Resultado |
| Esterilidade            | Não deve haver crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica | De acordo |

| Bibliografia                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos- ANVISA módulo IV. |

| Parecer                                                       |
|---------------------------------------------------------------|
| <b>A amostra analisada atende às especificações descritas</b> |

Obs: A data de expiração aplica-se ao produto na sua embalagem intacta, quando armazenado em condições adequadas. Os meios não devem ser usados se houver algum sinal da deterioração, contaminação ou se a data de validade expirar.

**Data: 26/11/2018**

**Analista**



Joelma de Souza Oliveira

**Coordenador Técnico**



Antônio dos Santos Galli