

|                                                                                   |                                                                           |                      |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|  | CERTIFICADO DE ANÁLISE                                                    |                      |                       |
| <b>Código:</b> CAMB003                                                            | <b>Título:</b> Certificado de Análise de Produto Acabado – Ágar Chocolate |                      |                       |
| <b>Pág:</b> 1/1                                                                   |                                                                           |                      |                       |
| <b>Revisão:</b> 01                                                                | <b>Emitido por:</b>                                                       | <b>Revisado por:</b> | <b>Conferido por:</b> |
| <b>Data:</b> 22/12/2014                                                           | Renata                                                                    | Mônica               | Renata                |

### Controle de Qualidade

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Certificado de análise – Ágar Chocolate                                         |
| Finalidade: Meio de cultura utilizado para cultivo de microrganismos exigentes. |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Data de fabricação: 10/12/2018 | Lote: 18121686                         |
| Data de validade: 10/04/2019   | Apresentação: Placa Petri lisa 90x15mm |
| Quantidade amostrada: 10       | Data da amostragem: 10/12/2018         |
| Número MS: 80002670074         | Armazenagem: 2° a 8° C.                |

### Análise Física química

| Teste realizado | Especificação                  | Resultado |
|-----------------|--------------------------------|-----------|
| Inspeção visual | Meio de cor marrom e homogêneo | De acordo |
| pH a 25° C      | 7,3 ± 0,2                      | 7,41      |
| Volume          | 23 mL                          | 23 mL     |

### Análise de Desempenho

| Cepas                                       | Resultado esperado                                                                  | Resultado |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Haemophilus influenzae</i><br>ATCC 10211 | Colônias pequenas e delicadas com pigmento creme claro. Crescimento bom a excelente | De acordo |

### Análise da esterilidade

| Ensaio       | Especificação                                                              | Resultado |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Esterilidade | Não deve haver crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica | De acordo |

### Bibliografia

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos- ANVISA módulo IV pág 6. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

### Parecer

***A amostra analisada atende às especificações descritas***

Obs: A data de expiração aplica-se ao produto na sua embalagem intacta, quando armazenado em condições adequadas. Os meios não devem ser usados se houver algum sinal da deterioração, contaminação ou se a data de validade expirar.

**Data: 13/12/2018**

**Analista**



Joelma de Souza Oliveira

**Coordenador Técnico**



Antônio dos Santos Galli