

|                                                                                   |                                                                        |                      |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|  | CERTIFICADO DE ANÁLISE                                                 |                      |                       |
| <b>Código:</b> CAMB026                                                            | <b>Título:</b> Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar Sangue |                      |                       |
| <b>Pág:</b> 1/1                                                                   |                                                                        |                      |                       |
| <b>Revisão:</b> 03                                                                | <b>Emitido por:</b>                                                    | <b>Revisado por:</b> | <b>Conferido por:</b> |
| <b>Data:</b> 12/02/2016                                                           | Renata                                                                 | Ana Cláudia          | Daniela               |

### Controle de Qualidade

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Certificado de análise – Agar Sangue com base Agar TSA                                                                                                                                                                                                                |  |
| Finalidade: Meio que oferece ótimas condições de crescimento a maioria de microrganismos, a conservação dos eritrócitos íntegros favorece a formação de halo de hemólises nítidos, úteis para diferenciação de <i>Streptococcus spp.</i> e <i>Staphylococcus spp.</i> |  |

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Data de fabricação: 11/12/2018 | Lote: 18121693                        |
| Data de validade: 11/04/2019   | Apresentação: Placa de Petri 90x15 mm |
| Quantidade amostrada: 10       | Data da amostragem: 11/12/2018        |
| Número MS: 80002670074         | Armazenagem: 2º a 8ºC                 |

| Análise Físico química |                |           |
|------------------------|----------------|-----------|
| Teste realizado        | Especificações | Resultado |
| Inspeção visual        | Vermelho       | De acordo |
| pH a 25ºC              | 7,3 ± 0,2      | 7,35      |
| Volume                 | 23 ml          | 23 ml     |

| Análise de Desempenho                        |                                                                                 |           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Cepas                                        | Cepas                                                                           | Resultado |
| <i>Streptococcus pyogenes</i><br>ATCC 19615  | Beta hemólise: Presença de halo transparente ao redor das colônias (Lise total) | De acordo |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i><br>ATCC 6305 | Alfa hemólise: Presença de halo esverdeado ao redor das colônias (Lise parcial) | De acordo |
| <i>Enterococcus faecalis</i><br>ATCC 29212   | Gama hemólise: Ausência de halo ao redor das colônias.                          | De acordo |

| Análise da esterilidade |                                                                           |           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ensaio                  | Especificação                                                             | Resultado |
| Esterilidade            | Não deve haver crescimento após 48h de incubação em estufa microbiológica | De acordo |

| Bibliografia                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos- ANVISA módulo IV- pág.14 |

| Parecer                                                       |
|---------------------------------------------------------------|
| <b>A amostra analisada atende às especificações descritas</b> |

Obs: A data de expiração aplica-se ao produto na sua embalagem intacta, quando armazenado em condições adequadas. Os meios não devem ser usados se houver algum sinal da deterioração, contaminação ou se a data de validade expirar.

**Data: 14/12/2018**

**Analista**



**Joelma de Souza Oliveira**

**Coordenador Técnico**



**Antônio dos Santos Galli**