

		CERTIFICADO DE ANÁLISE	
Código: CAMB053	Título: Certificado Microbiológico de Produto Acabado		
Pág: 1/1	Renyhemocult BHI		
Revisão: 00	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 22/12/2014	Mônica		Renata

Controle de Qualidade

Certificado de análise Microbiológico do Renyhemocult BHI

Data de Fabricação: 15/12/2018	Lote: 18121717
Data de validade: 15/06/2020	Embalagem: Frasco Penicilina vidro 45mL
Quantidade amostrada: 100ml	Data da amostragem: 15/12/2018
Número MS: 80002670059	Cód.: 611/3194

Análise de Desempenho		
Cepas	Resultado esperado	Resultado
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Crescimento do microrganismo, turbacão do meio.	De acordo

Análise da esterilidade		
Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 24h de incubação em estufa microbiológica	De acordo

Bibliografia
Descrição dos Meios de Cultura Empregados nos Exames Microbiológicos- Mód IV – pág 15

Parecer
<i>A amostra analisada atende às especificações descritas.</i>

Data: 18/12/2018

Analista



Joelma de Souza Oliveira

Coordenador Técnico



Antônio dos Santos Galli