

|                                                                                   |                                                                           |                      |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|  | CERTIFICADO DE ANÁLISE                                                    |                      |                       |
| <b>Código:</b> CAMB022                                                            | <b>Título:</b> Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar Sabouraud |                      |                       |
| <b>Pág:</b> 1/1                                                                   |                                                                           |                      |                       |
| <b>Revisão:</b> 01                                                                | <b>Emitido por:</b>                                                       | <b>Revisado por:</b> | <b>Conferido por:</b> |
| <b>Data:</b> 10/10/2014                                                           | Renata                                                                    | Mônica               | Renata                |

### Controle de Qualidade

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificado de análise – Agar Sabouraud                                                                      |
| Finalidade: Meio com nutrientes que favorece o crescimento de diversos fungos leveduriformes e filamentosos. |

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Data de fabricação: 11/10/2018 | Lote: 18101410                       |
| Data de validade: 11/04/2019   | Apresentação: Tubo de vidro 16x150mm |
| Quantidade amostrada: 10       | Data da amostragem: 11/10/2018       |
| Numero MS: 80002670075         | Armazenagem: 2° a 8°C                |

| Análise Físico química |                |           |
|------------------------|----------------|-----------|
| Teste realizado        | Especificações | Resultado |
| Inspeção visual        | Amarelo claro  | De acordo |
| pH                     | 5,6 ± 0,2      | 5,95      |
| Volume envasado        | 8 mL           | 8 mL      |

| Análise de Desempenho                 |                             |           |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Cepas                                 | Cepas                       | Resultado |
| <i>Candida albicans</i><br>ATCC 10231 | Crescimento bom a excelente | De acordo |

| Análise da esterilidade |                                                                           |           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ensaio                  | Especificação                                                             | Resultado |
| Esterilidade            | Não deve haver crescimento após 72h de incubação em estufa microbiológica | De acordo |

| Bibliografia                                                  |
|---------------------------------------------------------------|
| Procedimentos básicos em microbiologia clínica 3ªed. Pág. 411 |

| Parecer                                                       |
|---------------------------------------------------------------|
| <b>A amostra analisada atende às especificações descritas</b> |

Obs: A data de expiração aplica-se ao produto na sua embalagem intacta, quando armazenado em condições adequadas. Os meios não devem ser usados se houver algum sinal da deterioração, contaminação ou se a data de validade expirar.

**Data: 15/10/2018**

**Analista**



Joelma de Souza Oliveira

**Coordenador Técnico**



Antônio dos Santos Galli