

		<b>CERTIFICADO DE ANÁLISE</b>	
<b>Código:</b> CAPA064	<b>Título:</b> Certificado de Análise de Produto Acabado – Violeta Genciana		
<b>Pág:</b> 1/1			
<b>Revisão:</b> 04	<b>Emitido por:</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>Conferido por:</b>
<b>Data:</b> 06/01/2015	Renata	Mônica	Daniela

### Controle de Qualidade

Certificado de análise Violeta Genciana

Data de Fabricação: 28/07/2017	Lote: 1707440
Data de validade: 28/07/2019	Embalagem: Frasco pet âmbar de 500 mL e 1000mL
Quantidade amostrada: 100mL	Data da amostragem: 28/07/2017
Número MS: 80002670066	Cód.: 38 e 466

Análise Físico-Química		
Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Solução violeta escuro	D.A
Densidade	0,950 a 1,050 g/cm <sup>3</sup>	<b>0,995 g/cm<sup>3</sup></b>
pH	2,5 a 6,0	<b>6,00</b>

Análise Microscópica		
Descrição	Especificação	Resultado
Bactérias Gram positivas	Coram-se de roxo escuro	D.A
Bactérias Gram-negativas	Coram-se de vermelho (fucsina)	D.A

- D.A = de acordo

Bibliografia
POPCQ045 e Otto Bier: Bacteriologia e imunologia, Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório.

Parecer
<b><i>A amostra analisada atende às especificações descritas.</i></b>

Data: 28/07/2017

<b>Analista Responsável</b>  <small>Ana Cláudia Castilho Auxiliar de Laboratório</small> <hr/> <b>Ana Cláudia Castilho</b>	<b>Gerente Controle de Qualidade</b>  <hr/> <b>Daniela de Sales Guillarducci</b>
--	---

