

|                                                                                   |              |                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |              | CERTIFICADO DE ANÁLISE                                              |                |
| Código: CAPA022                                                                   |              | Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Corante Giemsa. |                |
| Pág: 1/1                                                                          |              |                                                                     |                |
| Revisão: 04                                                                       | Emitido por: | Revisado por:                                                       | Conferido por: |
| Data: 22/12/2014                                                                  | Renata       | Mônica                                                              | Daniela        |

## Controle de Qualidade

Certificado de análise Corante Giemsa

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Data de Fabricação: 25/08/2017 | Lote: 1708509                               |
| Data de validade: 25/08/2019   | Embalagem: Frasco Pet âmbar 1000 mL e 500mL |
| Quantidade amostrada: 100mL    | Data da amostragem: 25/08/2017              |
| Número MS:80002670086          | Cód.: 0011/0136                             |

| Análise Físico-Química |                                 |           |
|------------------------|---------------------------------|-----------|
| Ensaio                 | Especificação                   | Resultado |
| Descrição              | Solução azul escura             | D.A       |
| Densidade              | 1,000 a 1,150 g/cm <sup>3</sup> | 1,056     |
| pH                     | 6,0 a 8,0                       | 6,44      |

| Análise Funcional |                                                                                                        |           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Descrição         | Especificação                                                                                          | Resultado |
| Macroscópica      | Esfregaço de cor rosa mate uniforme                                                                    | D.A       |
| Microscópica      | Plaquetas: azuladas com pequenas granulações azurófilas<br>Hemácias: rosa claro e de forma arredondada | D.A       |

- D.A = de acordo

| Bibliografia                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| POPCQ037 , Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. |

| Parecer                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <b><i>A amostra analisada atende às especificações descritas.</i></b> |

Data: 25/08/2017

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Analista Responsável</b><br><br>Ana Cláudia Castilho<br>Auxiliar de Laboratório | <b>Gerente Controle de Qualidade</b><br><br>Daniela de Sales Guillarducci |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

