

		CERTIFICADO DE ANÁLISE	
Código: CAPA041		Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – May-Grunwald.	
Pág: 1/1			
Revisão: 04	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 22/12/2014	Renata	Mônica	Renata

Controle de Qualidade

Certificado de análise Corante May-Grunwald

Data de Fabricação: 25/01/2018	Lote: 1801126
Data de validade: 25/01/2020	Embalagem: Frasco pet âmbar de 1000 mL
Quantidade amostrada: 100mL	Data da amostragem: 25/01/2018
Número MS: 80002670086	Cód.: 10491

Análise Físico-Química		
Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Solução azul escura	D.A
Densidade	0,750 a 0,850 g/cm ³	0,798 g/cm ³
pH	7,0 a 9,0	7,54


Análise Funcional		
Descrição	Especificação	Resultado
Macroscópica	Esfregaço de cor rosa mate uniforme	D.A
Microscópica	Plaquetas: azuladas com pequenas granulações azurófilas	D.A
	Hemácias: rosa claro e de forma arredondada	

- D.A = de acordo

Bibliografia
POPCQ043 e Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório.

Parecer
<i>A amostra analisada atende às especificações descritas.</i>

Data: 25/01/2018

Analista Responsável  _____ Antonio dos Santos Galli	Gerente Controle de Qualidade  _____ Daniela de Sales Guillarducci
--	--

1

