

		CERTIFICADO DE ANÁLISE	
Código: CAPA040	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Lugol para Gram		
Pág: 1/1	Gram		
Revisão: 03	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 22/12/2014	Renata	Mônica	Renata

Controle de Qualidade
Certificado de análise Lugol para Gram

Data de Fabricação: 26/04/2018	Lote: 1804599
Data de validade: 26/04/2020	Embalagem: Frasco pet âmbar 500mL
Quantidade amostrada: 100mL	Data da amostragem: 26/04/2018
Número MS: 80002670066	Cód.: 10482

Análise Físico-Química		
Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Solução marrom avermelhada	D.A
Densidade	0,950 a 1,100 g/cm ³	1,010 g/cm³
pH	3,0 a 5,0	4,49

Análise Microscópica (método de coloração Gram)		
Descrição	Especificação	Resultado
Bactérias Gram positivas	Coram-se de roxo escuro	D.A
Bactérias Gram-negativas	Coram-se de vermelho (fucsina)	D.A

- D.A = de acordo

Bibliografia
Otto Bier: Bacteriologia e imunologia, Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório.

Parecer
<i>A amostra analisada atende às especificações descritas.</i>


Data: 26/04/2018

Analista Responsável



Antonio dos Santos Galli

Garantia da Qualidade



Daniela de Sales Guillarducci

