

		Certificado de Análise	
Código: CA052 Pág: 1/1	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Reativo de Kovacs		
Revisão: 03 Data: 08/01/2016	Emitido por: Gleicy	Revisado por: Daniela	Conferido por: Renata

Controle da Qualidade
 Certificado de análise do Reativo de Kovacs

Data de Fabricação: 11/06/2018	Lote: 1806809
Data de validade: 11/06/2019	Embalagem: frasco de 10 ml
Quantidade amostrada: 10 mL	Data da amostragem: 11/06/2018
Numero MS: 80002670075	Cód.: 10525

Análise Físico-Química		
Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Solução roxo claro com odor característico	DA
Densidade	0,910 a 1,090 g/cm ³	0,920
pH	<1,0	<1,00

*D.A = de acordo

Bibliografia
POPCQ079 e Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório.

Parecer
<i>A amostra analisada atende às especificações descritas.</i>


Data: 11/06/2018

Analista Responsável



Antonio dos Santos Galli

Garantia da Qualidade



Daniela de Sales Guillarducci

