

	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAPA015	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Azul de metileno de Loeffler		
Pág: 1/1			
Revisão: 04	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 22/12/2014	Renata	Mônica	Renata

Controle de Qualidade

Certificado de análise Azul de Metileno de Loeffler

Data de Fabricação: 26/12/2018	Lote: 18121751
Data de validade: 26/12/2020	Embalagem: Frasco Pet âmbar 500mL
Quantidade amostrada: 100mL	Data da amostragem: 27/12/2018
Numero MS: 80002670066	Cód: 5

Análise Físico-Química		
Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Solução azul escuro	D.A
Densidade	0,980 a 1,100 g/cm ³	1,000
pH	6,2 a 7,6	6,35

Análise Microscópica (método de coloração Ziehl)		
Descrição	Especificação	Resultado
Bactérias álcool-ácido resistentes	Coram-se de rosa/vermelho	D.A
Bactérias não álcool-ácido resistentes	Coram-se de azul	D.A

*D.A = de acordo

Bibliografia
POPCQ078 e Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório.

Parecer
<i>A amostra analisada atende às especificações descritas.</i>

Data: 27/12/2018

Analista



Joelma de Souza Oliveira

Coordenador Técnico



Antônio dos Santos Galli