

	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAPA032	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Kit Rápido		
Pág.: 1/2			
Revisão: 04	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 22/12/2014	Renata	Mônica	Renata

Controle da Qualidade
Certificado de análise Kit Rápido

Data de Fabricação 16/01/2019	Lote: 19010058
Data de validade: 14/01/2021	Embalagem: Frasco pet cristal 500mL (500 mL x 3)

Rápido 1 – Lote: 19010048 Fáb.: 14/01/2019 Val.: 14/01/2021

Análise Físico-Química		
Quantidade amostrada: 100mL		
Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Solução verde claro de odor característico	De Acordo
pH	6,0 a 9,0	7,26
Densidade	Máx. 0,800	0,791

Rápido 2 – Lote: 19010050 Fáb.: 15/01/2019 Val.: 15/01/2021

Análise Físico-Química		
Quantidade amostrada: 100mL		
Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Líquido alaranjado, inodoro	De Acordo
pH	6,0 -7,0	6,41
Densidade	0,950-1,100	1,016

Rápido 3 – Lote: 19010057 Fáb.: 16/01/2019 Val.: 16/01/2021

Análise Físico-Química		
Quantidade amostrada: 100mL		
Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Líquido azul escuro, inodoro	De Acordo
pH	7,2-7,6	7,31
Densidade	0,950-1,100	1,000

	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAPA032	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Kit Rápido		
Pág.: 2/2			
Revisão: 04	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 22/12/2014	Renata	Mônica	Renata

Análise Funcional (conjunto 1, 2 e 3)		
Especificação	Especificação	Resultado
Esfregação de cor rosa mate uniforme	Esfregação de cor rosa mate uniforme	De Acordo
Plaquetas: azuladas com pequenas granulações azurófilas Hemácias: rosa claro e de forma arredondada	Plaquetas: azuladas com pequenas granulações azurófilas Hemácias: rosa claro e de forma arredondada	De Acordo

Bibliografia
POPCQ031 , POPCQ032 , POPCQ033 e Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório.

Parecer
<i>A amostra analisada atende às especificações descritas.</i>

Data: 16/01/2019

Analista



Joelma de Souza Oliveira

Coordenador Técnico



Antônio dos Santos Galli