

	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAPA017	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Reativo de Benedict.		
Pág: 1/1			
Revisão: 04	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 22/12/2014	Renata	Mônica	Renata

Controle de Qualidade

Certificado de análise Reativo de Benedict

Data de Fabricação: 25/04/2019	Lote:19040517
Data de validade: 25/04/2021	Embalagem: Frasco pet cristal 500mL
Quantidade amostrada: 100mL	Data da amostragem: 25/04/2019
Número MS: 80002670060	Cód.: 41

Análise Físico-Química		
Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Solução azul límpido, inodora	Solução azul límpido, inodora
pH	10,0 a 12,0	10,84
Densidade	1,112 a 1,360	1,259 g/cm ³

Análise Funcional		
Concentração padrão	Especificação	Resultado
0,1 g/100 mL	A solução deve ficar verde em 30s.	Solução verde
0,5 g/100 mL	A solução deve ficar amarelo-esverdeada em 30 s.	Solução amarelo esverdeada
1 g/100 mL	A solução deve ficar laranja em 30 s.	Solução laranja
2 g/100 mL	A solução deve ficar vermelho-tijolo em 30 s.	Solução vermelha tijolo

Bibliografia
Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório.

Parecer
<i>A amostra analisada atende às especificações descritas.</i>

Data: 25/04/2019

Analista



Joelma de Souza Oliveira

Coordenador Técnico



Antônio dos Santos Galli