

		CERTIFICADO DE ANÁLISE	
Código: CAPA028 Pág: 1/1		Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Hematoxilina	
Revisão: 04	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 22/12/2014	Renata	Mônica	Renata

Controle de Qualidade

Certificado de análise Hematoxilina

Data de Fabricação: 29/04/2019	Lote: 19040527
Data de validade: 29/04/2021	Embalagem: Frasco Pet âmbar de 1000 mL
Quantidade amostrada: 100mL	Data da amostragem: 29/04/2019
Número MS: 80002670067	Cód.: 12

Análise Físico-Química		
Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Solução roxo escuro	Solução roxo escuro
Densidade	1,000 a 1,100 g/cm ³	1,043 g/cm³
pH	2,0 a 4,0	2,47

Análise Microscópica (método de coloração Papanicolaou)		
Descrição	Especificação	Resultado
Aspecto celular	O núcleo deve ser corado pela hematoxilina, resultando em uma coloração azul.	O núcleo foi corado pela hematoxilina, resultando em uma coloração azul.

- D.A = de acordo

Bibliografia
POPCQ038, Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório, Manual de Laboratório Cito-Histopatológico.

Parecer
<i>A amostra analisada atende às especificações descritas.</i>

Data: 30/04/2019

Analista



Joelma de Souza Oliveira

Coordenador Técnico



Antônio dos Santos Galli