

|                                                                                   |                                                                                     |                      |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|  | CERTIFICADO DE ANÁLISE                                                              |                      |                       |
| <b>Código:</b> CAMB047                                                            | <b>Título:</b> Certificado de Análise de Produto Acabado – Meio OF glicose sem óleo |                      |                       |
| <b>Pág:</b> 1/1                                                                   |                                                                                     |                      |                       |
| <b>Revisão:</b> 01                                                                | <b>Emitido por:</b>                                                                 | <b>Revisado por:</b> | <b>Conferido por:</b> |
| <b>Data:</b> 22/12/2014                                                           | Renata                                                                              | Mônica               | Renata                |

### Controle de Qualidade

|                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificado de análise – Meio OF glicose sem óleo                                                                                                                              |
| Finalidade: Meio utilizado para a diferenciação de bacilos Gram-negativos quanto à capacidade do microrganismo em utilizar os carboidratos pela via oxidativa ou fermentativa. |

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Data de fabricação: 01/10/2019 | Lote: 19101239                       |
| Data de validade: 01/04/2020   | Apresentação: Tubo de vidro 13x100mm |
| Quantidade amostrada: 10       | Data da amostragem: 02/10/2019       |
| Numero MS:80002670075          | Armazenagem: 2° a 8°C                |

| Análise Físico química |                              |                              |
|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Teste realizado        | Especificação                | Resultado                    |
| Inspeção visual        | Verde sem óleo na superfície | Verde sem óleo na superfície |
| pH                     | 6,8 ± 0,2                    | 6,68                         |
| Volume envasado        | 3ml                          | 3 mL                         |

| Análise de Desempenho                       |                                 |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Cepas                                       | Resultado esperado              | Resultado                       |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i><br>ATCC 10145 | Desenvolvimento de cor amarelo. | Desenvolvimento de cor amarelo. |
| <i>Klebsiella pneumoniae</i><br>ATCC 13883  | Desenvolvimento de cor amarelo. | Desenvolvimento de cor amarelo  |

| Análise da esterilidade |                                                                            |                                                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ensaio                  | Especificação                                                              | Resultado                                                             |
| Esterilidade            | Não deve haver crescimento após 24 h de incubação em estufa microbiológica | Não houve crescimento após 24 h de incubação em estufa microbiológica |

| Bibliografia                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos- ANVISA módulo IV pág. 39 |

| Parecer                                                       |
|---------------------------------------------------------------|
| <b>A amostra analisada atende às especificações descritas</b> |

Obs: A data de expiração aplica-se ao produto na sua embalagem intacta, quando armazenado em condições adequadas. Os meios não devem ser usados se houver algum sinal da deterioração, contaminação ou se a data de validade expirar.


**Data: 03/10/2019.**

**Analista**



**Joelma de Souza Oliveira**

**Analista**



**Renata Alves dos Santos**

**Coordenador Técnico**



**Antônio dos Santos Galli**