

|                                                                                   |                                                                                       |                      |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|  | CERTIFICADO DE ANÁLISE                                                                |                      |                       |
| <b>Código:</b> CAMB070                                                            | <b>Título:</b> Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar Cromôgenico Strepto B |                      |                       |
| <b>Pág.:</b> 1/2                                                                  |                                                                                       |                      |                       |
| <b>Revisão:</b> 00                                                                | <b>Emitido por:</b>                                                                   | <b>Revisado por:</b> | <b>Conferido por:</b> |
| <b>Data:</b> 15/10/2018                                                           | Antônio                                                                               |                      | Renata                |

### Controle de Qualidade

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificado de análise – Agar Cromogênico Strepto B                                                       |
| Finalidade: Meio Cromogênico utilizado para isolamento e diferenciação de <i>Streptococcus</i> do Grupo B |

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Data de fabricação: 25/03/2020 | Lote: 20030397                       |
| Data de validade: 25/06/2020   | Apresentação: Placa de Petri 90x15mm |
| Quantidade amostrada: 10       | Data da amostragem: 25/03/2020       |
| Numero MS: 80002670075         | Armazenagem: 2º a 8ºC                |

| Análise Físico química |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| Teste realizado        | Especificação          | Resultado              |
| Inspeção visual        | Cor opaca e homogênea. | Cor opaca e homogênea. |
| pH a 25 C              | 7,2 ± 0,2              | 7,10                   |
| Volume                 | 23 mL                  | 23 mL                  |

| Análise de Desempenho                        |                                                                   |                                                                  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Cepas                                        | Resultado esperado                                                | Resultado                                                        |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i><br>ATCC 6305 | Crescimento bom a excelente, colônias roxas magenta.              | Crescimento bom a excelente, colônias roxas magenta              |
| <i>Streptococcus pyogenes</i><br>ATCC 19615  | Crescimento parcialmente inibido, colônias pequenas rosas claras. | Crescimento parcialmente inibido, colônias pequenas rosas claras |
| <i>Enterococcus faecalis</i><br>ATCC 29212   | Crescimento bom a excelente, colônias azuis.                      | Crescimento bom a excelente, colônias azuis.                     |
| <i>Candida albicans</i><br>ATCC 60193        | Crescimento Inibido                                               | Crescimento Inibido                                              |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i><br>ATCC 27853  | Crescimento Inibido                                               | Crescimento Inibido                                              |

| Análise da esterilidade |                                                                            |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ensaio                  | Especificação                                                              | Resultado                                                                  |
| Esterilidade            | Não deve haver crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica | Não deve haver crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica |

| Bibliografia                                               |
|------------------------------------------------------------|
| Procedimentos Básicos em Microbiologia Clínica, 3ª edição. |

| Parecer                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>A amostra analisada atende às especificações acima descritas</b> |


Data: 30/03/2020

Analista

Analista

Coordenador Técnico

  
Joelma de Souza Oliveira

  
Renata Alves dos Santos

  
Antônio dos Santos Galli