

|                                                                                                                                         |                                                                                     |                               |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|  <b>RENYLAB</b><br><small>DIAGNÓSTICOS IN VITRO</small> |                                                                                     | <b>CERTIFICADO DE ANÁLISE</b> |                       |
| <b>Código:</b> CAMB068                                                                                                                  | <b>Título:</b> Certificado de Análise de Produto Acabado – Caldo Sabouraud Dextrose |                               |                       |
| <b>Pág:</b> 1/1                                                                                                                         |                                                                                     |                               |                       |
| <b>Revisão:</b> 01                                                                                                                      | <b>Emitido por:</b>                                                                 | <b>Revisado por:</b>          | <b>Conferido por:</b> |
| <b>Data:</b> 01/06/2020                                                                                                                 | Antônio                                                                             | Antônio                       | Sirdilene             |

### Controle de Qualidade

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| Certificado de análise – Caldo Sabouraud Dextrose  |
| Finalidade: meio líquido para cultivo de leveduras |

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Data de fabricação: 01/06/2020 | Lote: 20060606                                     |
| Data de validade: 01/12/2020   | Apresentação: Tubo de vidro c/ rosca 16,5 x 100 mm |
| Quantidade amostrada: 10       | Data da amostragem: 01/06/2020                     |
| Numero MS: 80002670074         | Armazenagem: 2° a 8°C                              |

| Análise Físico química |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| Teste realizado        | Especificação | Resultado     |
| Inspeção Visual        | Amarelo claro | Amarelo claro |
| pH                     | 5,6 ± 0,2     | 5,64          |
| Volume                 | 9,0 mL        | 9,0 mL        |

| Análise de Desempenho                 |                             |                                            |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Cepas                                 | Resultado esperado          | Resultado                                  |
| <i>Candida Albicans</i><br>ATCC 10231 | Crescimento bom a excelente | Crescimento excelente com turvação do meio |

| Análise da esterilidade |                                                                           |                                                                                                              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ensaio                  | Especificação                                                             | Resultado                                                                                                    |
| Esterilidade            | Não deve haver crescimento após 24h de incubação em estufa microbiológica | Não houve crescimento visível ou turvação do meio após 24hs de incubação em estufa microbiológica a 35 ± 1°C |

| Bibliografia                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos- ANVISA módulo IV |

| Parecer                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|
| <b><i>A amostra analisada atende às especificações descritas</i></b> |

Data: 02/06/2020

Analista

  
 Joelma de Souza Oliveira

Analista

  
 Renata Alves dos Santos

Coordenador Técnico

  
 Antônio dos Santos Galli