

**CERTIFICADO DE ANÁLISE**

<b>Código:</b> CAPA018	<b>Título:</b> Certificado de Análise de Produto Acabado – Descorante para Gram		
<b>Pág:</b> 1/1			
<b>Revisão:</b> 05	<b>Emitido por:</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>Conferido por:</b>
<b>Data:</b> 06/12/2018	Renata	<b>Antônio</b>	Ana Paula

**Controle de Qualidade**

Certificado de análise Solução Descorante para Gram

Data de Fabricação: 06/05/2020	Lote: 20050538
Data de validade: 06/05/2023	Embalagem: Frasco pet âmbar de 500mL
Quantidade amostrada: 100mL	Data da amostragem: 06/05/2020
Numero MS: 80002670066	Cód.:415

**Análise Físico-Química**

Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Líquido transparente	<b>Líquido transparente</b>
Densidade	0,750 a 0,950 g/cm <sup>3</sup>	<b>0,804 g/cm<sup>3</sup></b>
pH	6,0 a 8,0	<b>6,93</b>

**Análise Microscópica**

Descrição	Especificação	Resultado
Bactérias Gram-Positivas	Devem ser descoradas após a aplicação do produto.	Bactérias Gram-Positivas apresentaram coloração roxa após aplicação do produto.

**Bibliografia**

Bacteriologia e imunologia, Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório.

**Parecer**
***A amostra analisada atende às especificações descritas.***

Data: 06/05/2020.

**Analista**


Joelma de Souza Oliveira

**Analista**


Renata Alves dos Santos

**Coordenador Técnico**


Antônio dos Santos Galli