

 RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO		CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAPA018		Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Descorante para Gram		
Pág: 1/1				
Revisão: 05		Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 06/12/2018		Renata	Antônio	Ana Paula

Controle de Qualidade
Certificado de análise Solução Descorante para Gram

Data de Fabricação: 13/05/2020	Lote: 20050553
Data de validade: 13/05/2023	Embalagem: Frasco pet âmbar de 500mL
Quantidade amostrada: 100mL	Data da amostragem: 13/05/2020
Numero MS: 80002670066	Cód.:415

Análise Físico-Química		
Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Líquido transparente	Líquido transparente
Densidade	0,750 a 0,950 g/cm ³	0,807 g/cm³
pH	6,0 a 8,0	7,84

Análise Microscópica		
Descrição	Especificação	Resultado
Bactérias Gram-Positivas	Devem ser descoradas após a aplicação do produto.	Bactérias Gram-Positivas apresentaram coloração roxa após aplicação do produto.

Bibliografia
Bacteriologia e imunologia, Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório.

Parecer
<i>A amostra analisada atende às especificações descritas.</i>


Data: 13/05/2020.

Analista



Joelma de Souza Oliveira

Analista



Renata Alves dos Santos

Coordenador Técnico



Antônio dos Santos Galli