

 RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAPA051	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – RenyCult		
Pág: 1/1			
Revisão: 03	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 05/01/2015	Renata	Mônica	Daniela

Controle de Qualidade
Certificado de análise RenyCult

Data de Fabricação: 22/09/2020	Lote: 20091107
Data de validade: 22/09/2022	Embalagem: Frasco vidro âmbar 30mL / Frasco conta gotas 10 mL
Quantidade amostrada: 100mL	Data da amostragem: 22/09/2020
Número MS: 80002670088	Cód.: 39

Análise Físico-Química- Reativo de Meyer		
Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Solução ligeiramente turva	Solução ligeiramente turva.
pH	12 a 13	12,83
Densidade	1,150 a 1,250	1,174

Análise Físico-Química- Peróxido Hidrogênio		
Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Líquido transparente sem odor	Líquido transparente sem odor
pH	3,5 a 4,5	3,57
Densidade	1,000 a 1,020	1,012
Teste funcional		
Controle Positivo		Controle Negativo (salina)
Viragem para rosa		Cor se mantém transparente


Bibliografia	
Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório.	

Parecer	
<i>A amostra analisada atende às especificações descritas.</i>	

Data: 23/09/2020.

Analista


Joelma de Souza Oliveira

Analista


Renata Alves dos Santos

Coordenador Técnico


Antônio dos Santos Galli