

|                                                                                                                                        |                                                                                        |                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|  <b>RENYLAB</b><br><small>DIAGNÓSTICOS IN VITRO</small> | <b>CERTIFICADO DE ANÁLISE</b>                                                          |                      |                       |
| <b>Código:</b> CAMB005                                                                                                                 | <b>Título:</b> Certificado de Análise de Produto Acabado – Ágar Chocolate Suplementado |                      |                       |
| <b>Pág:</b> 1/1                                                                                                                        |                                                                                        |                      |                       |
| <b>Revisão:</b> 03                                                                                                                     | <b>Emitido por:</b>                                                                    | <b>Revisado por:</b> | <b>Conferido por:</b> |
| <b>Data:</b> 31/01/2020                                                                                                                | Antônio                                                                                |                      | Ana Paula             |

### Controle de Qualidade

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Certificado de análise – Ágar Chocolate Suplementado                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Finalidade: O Ágar Chocolate Suplementado é um meio de cultura enriquecido com fatores de crescimento (vitaminas, coenzimas, aminoácidos, sais e glicose) utilizado para o cultivo de microrganismos fastidiosos como os pertencentes ao gênero <i>Neisseria</i> e <i>Haemophilus</i> . |  |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Data de fabricação: 01/10/2020 | Lote: 20101178                         |
| Data de validade: 01/02/2021   | Apresentação: Placa Petri lisa 90x15mm |
| Quantidade amostrada: 10       | Data da amostragem: 01/10/2020         |
| Número MS: 80002670074         | Armazenagem: 2° a 8° C.                |

| Análise Física química |                                |                                |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Teste realizado        | Especificação                  | Resultado                      |
| Inspeção visual        | Meio de cor marrom e homogêneo | Meio de cor marrom e homogêneo |
| pH a 25° C             | 7,3 ± 0,2                      | 7,33                           |
| Volume                 | 23 mL                          | 23 mL                          |

| Análise de Desempenho                       |                                                                                        |                                                                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Cepas                                       | Resultado esperado                                                                     | Resultado                                                                        |
| <i>Haemophilus influenzae</i><br>ATCC 10211 | Colônias pequenas e delicadas com pigmento creme claro.<br>Crescimento bom a excelente | Colônias pequenas e delicadas com pigmento creme claro.<br>Crescimento excelente |

| Análise da esterilidade |                                                                            |                                                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ensaio                  | Especificação                                                              | Resultado                                                             |
| Esterilidade            | Não deve haver crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica | Não houve crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica |

| Bibliografia                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quality Control for commercially prepared microbiological Means of Culture; Approved Standard - CLSI M22-A3. Clinical and Laboratory Standards Institute; 2004. Descrição dos Meios de Cultura Empregados nos Exames Microbiológicos- Mód IV. |

| Parecer                                                       |
|---------------------------------------------------------------|
| <b>A amostra analisada atende às especificações descritas</b> |

Data: 05/10/2020.

Analista

  
Joelma de Souza Oliveira

Analista

  
Renata Alves dos Santos

Coordenador Técnico

  
Antônio dos Santos Galli