

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Código: CAPA044	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Óleo de Imersão		
Pág.: 1/1			
Revisão: 03	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 09/02/2015	Renata	Mônica	Daniela

Controle de Qualidade

Certificado de análise Óleo de Imersão

Data de Fabricação: 15/01/2020	Lote: 20010052
Data de validade: 15/01/2022	Embalagem: Frasco conta gotas leitoso 100mL
Quantidade amostrada: 100mL	Data da amostragem: 15/01/2020
Numero MS: ISENT0	Cód.: 46

Teste Realizado	Especificação	Resultado
Inspeção Visual	Líquido viscoso, amarelo claro, translúcido e sem precipitados	Líquido viscoso, amarelo claro, translúcido e sem precipitados
Índice de Refração	1,495 – 1,530	1,51
Densidade	0,990 – 1,500 g/cm ³	0,992

Teste de Desempenho

Visualização em lâminas	Nitidez	Visualização nítida dos componentes do esfregaço hematológico observado.
-------------------------	---------	---

Bibliografia

POPCQ062 e Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório, Manual de Laboratório Cito-Histopatológico.

Parecer
A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 15/01/2020.

Analista


Joelma de Souza Oliveira

Analista


Renata Alves dos Santos

Coordenador Técnico


Antônio dos Santos Galli