

 RENYLAB <small>DIAGNÓSTICOS IN VITRO</small>	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Corante Wright		
Código: CAPA065			
Pág.: 1/1			
Revisão: 04	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 05/01/2015	Renata	Mônica	Daniela

Controle de Qualidade
Certificado de análise Corante Wright

Data de Fabricação: 20/02/2020	Lote: 20020248
Data de validade: 20/02/2023	Embalagem: Frasco pet âmbar 1000 mL
Quantidade amostrada: 100 mL	Data da amostragem: 20/02/2020
Número MS: 80002670086	Cód.: 377

Análise Físico-Química		
Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Solução azul escura	Solução azul escura
Densidade	0,800 a 0,900 g/cm ³	0,808 g/cm³
pH	7,0 a 9,0	7,20

Análise Funcional		
Descrição	Especificação	Resultado
Macroscópica	Esfregaço de cor rosa mate uniforme	Esfregaço de cor rosa mate uniforme
Microscópica	Plaquetas: azuladas com pequenas granulações azurófilas Hemácias: rosa claro e de forma arredondada	Plaquetas: azuladas com pequenas granulações azurófilas Hemácias: rosa claro e de forma arredondada

Bibliografia
POPCQ046 e Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório.

Parecer
<i>A amostra analisada atende às especificações descritas.</i>

Data: 20/02/2020.

Analista



Joelma de Souza Oliveira

Coordenador Técnico



Antônio dos Santos Galli