

|                                                                                   |                                                                                       |                      |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|  | CERTIFICADO DE ANÁLISE                                                                |                      |                       |
| <b>Código:</b> CAMB070                                                            | <b>Título:</b> Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar Cromôgenico Strepto B |                      |                       |
| <b>Pág.:</b> 1/1                                                                  |                                                                                       |                      |                       |
| <b>Revisão:</b> 00                                                                | <b>Emitido por:</b>                                                                   | <b>Revisado por:</b> | <b>Conferido por:</b> |
| <b>Data:</b> 15/10/2018                                                           | Antônio                                                                               |                      | Renata                |

### Controle de Qualidade

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificado de análise – Agar Cromogênico Strepto B                                                       |
| Finalidade: Meio Cromogênico utilizado para isolamento e diferenciação de <i>Streptococcus</i> do Grupo B |

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Data de fabricação: 02/12/2020 | Lote: 20121545                       |
| Data de validade: 02/03/2021   | Apresentação: Placa de Petri 90x15mm |
| Quantidade amostrada: 10       | Data da amostragem: 02/12/2020       |
| Numero MS: 80002670075         | Armazenagem: 2° a 8°C                |

| Análise Físico química |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| Teste realizado        | Especificação          | Resultado              |
| Inspeção visual        | Cor opaca e homogênea. | Cor opaca e homogênea. |
| pH a 25 C              | 7,2 ± 0,2              | 7,00                   |
| Volume                 | 23 mL                  | 23 mL                  |

| Análise de Desempenho                        |                                                                      |                                                                     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Cepas                                        | Resultado esperado                                                   | Resultado                                                           |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i><br>ATCC 6305 | Crescimento bom a excelente,<br>colônias roxas magenta.              | Crescimento bom a excelente,<br>colônias roxas magenta              |
| <i>Streptococcus pyogenes</i><br>ATCC 19615  | Crescimento parcialmente inibido,<br>colônias pequenas rosas claras. | Crescimento parcialmente inibido,<br>colônias pequenas rosas claras |
| <i>Enterococcus faecalis</i><br>ATCC 29212   | Crescimento bom a excelente,<br>colônias azuis.                      | Crescimento bom a excelente,<br>colônias azuis.                     |
| <i>Candida albicans</i><br>ATCC 60193        | Crescimento Inibido                                                  | Crescimento Inibido                                                 |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i><br>ATCC 7853   | Crescimento Inibido                                                  | Crescimento Inibido                                                 |

| Análise da esterilidade |                                                                            |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ensaio                  | Especificação                                                              | Resultado                                                                  |
| Esterilidade            | Não deve haver crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica | Não deve haver crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica |

| Bibliografia                                               |
|------------------------------------------------------------|
| Procedimentos Básicos em Microbiologia Clínica, 3ª edição. |

| Parecer                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>A amostra analisada atende às especificações acima descritas</b> |

Data: 04/12/2020

Analista

Analista

Coordenador Técnico

  
Joelma de Souza Oliveira

  
Renata Alves dos Santos

  
Antônio dos Santos Galli