

 RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAMB094	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Meio MIO		
Pág: 1/1			
Revisão: 00	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 08/03/2021	Antônio		Ramon

Controle de Qualidade

Meio MIO

Data de fabricação: 17/03/2021	Lote: 21030351
Data de validade: 17/09/2021	Embalagem: Tubo de vidro 13x100mm
Quantidade amostrada: 10	Data da amostragem: 17/03/2021
Registro MS: 80002670075	Armazenagem: 2° a 8°C

Análise físico-química		
	Resultado esperado	Resultado
Inspeção Visual	Meio roxo límpido isento de precipitados	Meio roxo límpido isento de precipitados
pH	6,7 ±0,2	6,73
Volume	4 mL	4 mL

Análise de Desempenho			
Prova	<i>Escherichia coli</i> ATCC: 25922	<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC: 13883	<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933
Motilidade	+	-	+
Indol	+	-	-
Descarboxilação da Ornitina	+	-	+

Análise da esterilidade		
Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 24 h de incubação em estufa microbiológica	Não houve crescimento após 24 h de incubação em estufa microbiológica

Bibliografia
Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos- ANVISA módulo IV.

Parecer
A amostra analisada atende às especificações descritas

Data: 19/03/2021

Analista



Joelma de Souza Oliveira

Analista



Renata Alves dos Santos

Coordenador Técnico



Antônio dos Santos Galli