

|                                                                                                                           |                                                                                     |                      |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|  <b>REN Y LAB</b><br>DIAGNÓSTICOS IN VITRO | <b>CERTIFICADO DE ANÁLISE</b>                                                       |                      |                       |
| <b>Código:</b> CAMB046                                                                                                    | <b>Título:</b> Certificado de Análise de Produto Acabado – Meio OF glicose com óleo |                      |                       |
| <b>Pág:</b> 1/1                                                                                                           |                                                                                     |                      |                       |
| <b>Revisão:</b> 02                                                                                                        | <b>Emitido por:</b>                                                                 | <b>Revisado por:</b> | <b>Conferido por:</b> |
| <b>Data:</b> 04/01/2021                                                                                                   | Renata                                                                              | Antônio              | Renata Alves          |

### Controle de Qualidade

|                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificado de análise – Meio OF glicose com óleo                                                                                                                              |
| Finalidade: Meio utilizado para a diferenciação de bacilos Gram-negativos quanto à capacidade do microrganismo em utilizar os carboidratos pela via oxidativa ou fermentativa. |

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Data de fabricação: 16/06/2021 | Lote: 21060787                                 |
| Data de validade: 16/12/2021   | Apresentação: Tubo de vidro com rosca 13x100mm |
| Quantidade amostrada: 10       | Data da amostragem: 16/06/2021                 |
| Número MS: 80002670075         | Armazenagem: 2° a 8°C                          |

| Análise Físico química |                              |           |
|------------------------|------------------------------|-----------|
| Teste realizado        | Especificação                | Resultado |
| Inspeção visual        | Verde com óleo na superfície | De acordo |
| pH a 25°C              | 6,8 ± 0,2                    | 6,85      |
| Volume envasado        | 3,0 mL                       | 3,0 mL    |

| Análise de Desempenho                       |                                |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Cepas                                       | Resultado esperado             | Resultado                      |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i><br>ATCC 10145 | Meio Inalterado                | Meio Inalterado                |
| <i>Klebsiella pneumoniae</i><br>ATCC 13883  | Desenvolvimento de cor amarela | Desenvolvimento de cor amarela |


| Análise da esterilidade |                                                                            |                                                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ensaio                  | Especificação                                                              | Resultado                                                             |
| Esterilidade            | Não deve haver crescimento após 24 h de incubação em estufa microbiológica | Não Houve crescimento após 24 h de incubação em estufa microbiológica |

| Bibliografia                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos- ANVISA módulo IV pág. 39. |

| Parecer                                                       |
|---------------------------------------------------------------|
| <b>A amostra analisada atende às especificações descritas</b> |


Data: 17/06/2021

Analista



Joelma de Souza Oliveira

Analista



Renata Alves dos Santos

Coordenador Técnico



Antônio dos Santos Galli