

|                                                                                 |                                                                           |                      |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|  | <b>CERTIFICADO DE ANÁLISE</b>                                             |                      |                       |
| <b>Código:</b> CAMB003                                                          | <b>Título:</b> Certificado de Análise de Produto Acabado – Ágar Chocolate |                      |                       |
| <b>Pág:</b> 1/1                                                                 |                                                                           |                      |                       |
| <b>Revisão:</b> 02                                                              | <b>Emitido por:</b>                                                       | <b>Revisado por:</b> | <b>Conferido por:</b> |
| <b>Data:</b> 04/01/2021                                                         | Renata                                                                    | Antônio              | Joelma                |

### Controle de Qualidade

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Certificado de análise – Ágar Chocolate                                         |
| Finalidade: Meio de cultura utilizado para cultivo de microrganismos exigentes. |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Data de fabricação: 03/12/2021 | Lote: 21121604                         |
| Data de validade: 03/04/2022   | Apresentação: Placa Petri lisa 90x15mm |
| Quantidade amostrada: 10       | Data da amostragem: 03/12/2021         |
| Número MS: 80002670074         | Armazenagem: 2º a 8º C.                |

| Análise Física química |                                |                                |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Teste realizado        | Especificação                  | Resultado                      |
| Inspeção visual        | Meio de cor marrom e homogêneo | Meio de cor marrom e homogêneo |
| pH a 25º C             | 7,3 ± 0,2                      | 7,42                           |
| Volume                 | 23 mL                          | 23 mL                          |

| Análise de Desempenho                       |                                                                                        |                                                                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Cepas                                       | Resultado esperado                                                                     | Resultado                                                                        |
| <i>Haemophilus influenzae</i><br>ATCC 10211 | Colônias pequenas e delicadas com pigmento creme claro.<br>Crescimento bom a excelente | Colônias pequenas e delicadas com pigmento creme claro.<br>Crescimento excelente |


| Análise da esterilidade |                                                                            |                                                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ensaio                  | Especificação                                                              | Resultado                                                             |
| Esterilidade            | Não deve haver crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica | Não houve crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica |

| Bibliografia                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos- ANVISA módulo IV pag. 6. |

| Parecer                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|
| <b><i>A amostra analisada atende às especificações descritas</i></b> |

Data: 06/12/2021.

Analista




Joelma Oliveira

Analista



Ramon Lopes

Coordenador Técnico



Antônio Galli