

|                                                                                                                                       |                                                                           |                      |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|  <b>RENYLAB</b><br><small>DIAGNÓSTICO IN VITRO</small> | <b>CERTIFICADO DE ANÁLISE</b>                                             |                      |                       |
| <b>Código:</b> CAMB022                                                                                                                | <b>Título:</b> Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar Sabouraud |                      |                       |
| <b>Pág:</b> 1/1                                                                                                                       |                                                                           |                      |                       |
| <b>Revisão:</b> 04                                                                                                                    | <b>Emitido por:</b>                                                       | <b>Revisado por:</b> | <b>Conferido por:</b> |
| <b>Data:</b> 04/01/2021                                                                                                               | Renata                                                                    | Ramon                | Antônio               |

### Controle de Qualidade

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificado de análise – Agar Sabouraud                                                                      |
| Finalidade: Meio com nutrientes que favorece o crescimento de diversos fungos leveduriformes e filamentosos. |

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Data de fabricação: 14/12/2021 | Lote: 21121674                       |
| Data de validade: 14/04/2022   | Apresentação: Placa de Petri 90x15mm |
| Quantidade amostrada: 10       | Data da amostragem: 14/12/2021       |
| Número MS: 80002670075         | Armazenagem: 2° a 8°C                |

| Análise Físico química |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| Teste realizado        | Especificações | Resultado     |
| Inspeção visual        | Amarelo claro  | Amarelo claro |
| pH                     | 5,6 ± 0,2      | 5,70          |
| Volume envasado        | 23 mL          | 23 mL         |

| Análise de Desempenho              |                             |                       |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Cepas                              | Cepas                       | Resultado             |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 10231 | Crescimento bom a excelente | Crescimento excelente |
|                                    |                             |                       |


| Análise da esterilidade |                                                  |                                             |
|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ensaio                  | Especificação                                    | Resultado                                   |
| Esterilidade            | Não deve haver crescimento após 72h de incubação | Não houve crescimento após 72h de incubação |

| Bibliografia                                                  |
|---------------------------------------------------------------|
| Procedimentos básicos em microbiologia clínica 3ªed. Pág. 411 |

| Parecer                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|
| <b><i>A amostra analisada atende às especificações descritas</i></b> |

Data: 17/12/2021.

Analista




Joelma Oliveira

Analista



Ramon Lopes

Coordenador Técnico



Antônio Galli