

 RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO		CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAPA022	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Corante Giemsa.			
Pág.: 1/1				
Revisão: 05	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:	
Data: 15/07/2022	Renata	Antônio	Joelma	

Controle de Qualidade
Certificado de análise Corante Giemsa

Data de Fabricação: 23/09/2021	Lote: 21091249
Data de validade: 23/09/2024	Embalagem: Frasco Pet âmbar 1000 e 500 mL
Quantidade amostrada: 100mL	Data da amostragem: 23/09/2021
Número MS:80002670086	Cód.: 11/136

Análise Físico-Química		
Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Solução azul escura, livre de partículas visíveis.	Solução azul, livre de partículas visíveis.
Densidade	1,000 a 1,150 g/cm ³	1,050
pH	6,0 a 8,0	6,50

Análise Funcional			
Descrição	Especificação		Resultados
Macroscópica	Esfregaço de cor rosa mate uniforme	Esfregaço de cor rosa mate uniforme	Esfregaço de cor rosa mate uniforme
Microscópica	Neutrófilos, citoplasma acidófilo	Núcleo basofílico e granulações neutrofílicas (tonalidade em lilás)	Núcleo basofílico e granulações neutrofílicas
	Linfócitos, citoplasma basofílico	Sem granulações e núcleo basofílico	Sem granulações e núcleo basofílico
	Monócitos, citoplasma ligeiramente basofílico	Com eventuais granulações azurrófilas e núcleo basofílico	Com eventuais granulações azurrófilas e núcleo basofílico
	Eosinófilos, citoplasma acidófilo	Núcleo basofílico e granulações eosinofílicas (alaranjadas) grosseiras	Núcleo basofílico e granulações eosinofílicas (alaranjadas) grosseiras
	Eritrócitos, ortocromáticos	Coram-se em tonalidade rósea	Coram-se em tonalidade rósea
	Plaquetas, basofílicas	Granulações azurófilas visíveis	Granulações azurófilas visíveis

Bibliografia
POPCQ037 , Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório.

Parecer
A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 23/09/2021.

Analista



Joelma Oliveira

Analista



Ramon Lopes

Coordenador Técnico



Antônio Galli