

Código: CAMB079**Pág:** 1/1**Revisão:** 00**Data:** 12/10/2021**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Caldo TSB + NAD**Emitido por:**

Antônio

Revisado por:**Conferido por:**

Joelma

Controle de Qualidade**Certificado de análise – Caldo TSB + NAD**

Finalidade: Meio de propósito geral utilizado para cultivo de uma grande variedade de microrganismos e testes de esterilidade.

Data de fabricação: 03/02/2022

Lote: 22020189

Data de validade: 03/08/2022

Apresentação: tubo criogênico 10ml, em PP

Quantidade amostrada: 10

Data da amostragem: 03/02/2021

Número MS: 80002670074

Armazenagem: 2 a 8° C

Análise Físico química

Teste realizado	Especificação	Resultado
Inspecção visual	Cor amarelo claro, límpido.	Amarelo claro e límpido
pH a 25 C	7,30 ± 0,2	7,35

Análise de Desempenho



Cepas	Resultado esperado	Resultado
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Turvação do meio. Crescimento abundante	Turvação do meio. Crescimento abundante
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Turvação do meio. Crescimento abundante	Turvação do meio. Crescimento abundante
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	Turvação do meio. Crescimento abundante	Turvação do meio. Crescimento abundante
<i>Haemophilus influenzae</i> ATCC 10211	Turvação do meio. Crescimento Bom	Turvação do meio. Crescimento Bom

Análise da esterilidade

Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica	Não houve crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica

Bibliografia

Quality Control for commercially prepared microbiological Means of Culture; Approved Standard - CLSI M22-A3. Clinical and Laboratory Standards Institute; 2004. Descrição dos Meios de Cultura Empregados nos Exames Microbiológicos- Mód IV.

Parecer***A amostra analisada atende às especificações descritas*****Data:** 09/02/2021**Analista****Joelma Oliveira****Analista****Ramon Lopes****Coordenador Técnico****Antônio Galli**