

|                                                                                                                                     |              |                                                                       |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--|
|  <div>RENYLAB</div> <div>DIAGNÓSTICOS IN VITRO</div> |              | CERTIFICADO DE ANÁLISE                                                |                |  |
| Código: CAMB049                                                                                                                     |              | Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Caldo Todd Hewitt |                |  |
| Pág: 1/1                                                                                                                            |              |                                                                       |                |  |
| Revisão: 02                                                                                                                         | Emitido por: | Revisado por:                                                         | Conferido por: |  |
| Data: 04/01/2021                                                                                                                    | Renata       | Ramon                                                                 | Antônio        |  |

### Controle de Qualidade

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Certificado de análise – Caldo Todd Hewitt                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Finalidade: Meio indicado para enriquecimento e pesquisa de <i>Streptococcus agalactiae</i> ou qualquer outra cepa de <i>Streptococcus spp.</i> a eletividade proporcionada pela inibição de microrganismos crescimento promovido por suplementação específica. |  |

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Data de fabricação: 29/06/2022 | Lote: 22061130                                 |
| Data de validade: 29/12/2022   | Apresentação: Tubo de vidro com rosca 13x100mm |
| Quantidade amostrada: 10       | Data da amostragem: 30/06/2022                 |
| Número MS:80002670075          | Armazenagem: 2° a 8°C                          |

| Análise Físico química |                                            |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Teste realizado        | Especificação                              | Resultado                                  |
| Inspeção visual        | Cor âmbar médio, sem qualquer precipitado. | Cor âmbar médio, sem qualquer precipitado. |
| pH a 25°C              | 7,8 ± 0.2                                  | 7,73                                       |

| Análise de Desempenho                         |                           |                          |
|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Cepas                                         | Resultado esperado        | Resultado                |
| <i>Streptococcus agalactiae</i><br>ATCC 12386 | Desenvolvimento adequado. | Desenvolvimento adequado |
| <i>Escherichia coli</i><br>ATCC 25922         | Crescimento inibido.      | Crescimento inibido.     |

| Análise da esterilidade |                                                                             |                                                                        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ensaio                  | Especificação                                                               | Resultado                                                              |
| Esterilidade            | Não deve haver crescimento após 24 hs de incubação em estufa microbiológica | Não houve crescimento após 24 hs de incubação em estufa microbiológica |

| Bibliografia                                               |
|------------------------------------------------------------|
| Procedimentos Básicos em Microbiologia Clínica, 3ª edição. |

| Parecer                                                |
|--------------------------------------------------------|
| A amostra analisada atende às especificações descritas |


Data: 01/07/2022.

Analista



Joelma Oliveira

Analista



Ramon Lopes

Coordenador Técnico



Antônio Galli