

|                                                                                                                             |                                                                         |                      |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|  <b>REN Y L A B</b><br>DIAGNÓSTICOS IN VITRO | <b>CERTIFICADO DE ANÁLISE</b>                                           |                      |                       |
| <b>Código:</b> CAMB020                                                                                                      | <b>Título:</b> Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar Mycosel |                      |                       |
| <b>Pág:</b> 1/1                                                                                                             |                                                                         |                      |                       |
| <b>Revisão:</b> 02                                                                                                          | <b>Emitido por:</b>                                                     | <b>Revisado por:</b> | <b>Conferido por:</b> |
| <b>Data:</b> 04/01/2021                                                                                                     | Renata                                                                  | Antônio              | Renata Alves          |

### Controle de Qualidade

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificado de análise – Agar Mycosel                                                         |
| Finalidade: Meio utilizado para isolamento de fungos patogênicos principalmente dermatófitos. |

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Data de fabricação: 05/07/2022 | Lote: 22061167                                  |
| Data de validade: 05/01/2023   | Apresentação: Tubo de vidro com rosca 16x100 mm |
| Quantidade amostrada: 10       | Data da amostragem: 06/07/2022                  |
| Número MS: 80002670075         | Armazenagem: 2° a 8°C                           |

| Análise Físico química |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| Teste realizado        | Especificações | Resultado     |
| Inspeção visual        | Amarelo claro  | Amarelo claro |
| pH a 25°C              | 6,9 ± 0,1      | 6,90          |

| Análise de Desempenho               |                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Cepas                               | Resultado esperado  | Resultado           |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 10231  | Crescimento em 48h  | Crescimento em 48h  |
| <i>Aspergillus niger</i> ATCC 16404 | Crescimento inibido | Crescimento inibido |

| Análise da esterilidade |                                                                            |                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ensaio                  | Especificação                                                              | Resultado                                                            |
| Esterilidade            | Não deve haver crescimento após 72 h de incubação em estufa microbiológica | Não houve crescimento após 72h de incubação em estufa microbiológica |

| Bibliografia                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos- ANVISA módulo IV - pág 20 |

| Parecer                                                       |
|---------------------------------------------------------------|
| <b>A amostra analisada atende às especificações descritas</b> |


Data: 09/07/2022.

Analista




Joelma Oliveira

Analista



Ramon Lopes

Coordenador Técnico



Antônio Galli