

Código: CAMB027

Pág: 1/1

Revisão: 02

Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar Sangue Suplementado

Data: 18/07/2022

Emitido por:

Renata

Revisado por:

Antônio

Conferido por:

Ramon

Controle de Qualidade

Certificado de análise – Agar Sangue Suplementado

Finalidade: O Ágar Sangue suplementado com Vitamina K1 meio altamente nutritivo, especialmente criado para o desenvolvimento de anaeróbios obrigatório como, por exemplo, lactobacilos, estreptococos, clostrídios e Bacteroides.

Data de fabricação: 28/07/2022

Lote: 22071319

Data de validade: 28/07/2022

Apresentação: Placa de Petri 90x15 mm

Quantidade amostrada: 10

Data da amostragem: 28/07/2022

Número MS: 80002670074

Armazenagem: 2° a 8°C

Análise Físico química

Teste realizado	Especificações	Resultado
Inspeção visual	Vermelho	Vermelho
pH a 25°C	7,3 ± 0,2	7,36

Análise de Desempenho

Cepas	Cepas	Resultado
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Beta hemólise: Presença de halo transparente ao redor das colônias (Lise total)	Beta hemólise: Presença de halo transparente ao redor das colônias (Lise total)
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC6305	Alfa hemólise: Presença de halo esverdeado ao redor das colônias (Lise parcial)	Alfa hemólise: Presença de halo esverdeado ao redor das colônias (Lise parcial)
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Gama hemólise: Ausência de halo ao redor das colônias.	Gama hemólise: Ausência de halo ao redor das colônias.
<i>Clostridium perfringens</i> ATCC 13124	Crescimento bom, colônias grandes acinzentadas; beta-hemólise de duas zonas	Crescimento bom, colônias grandes acinzentadas; beta-hemólise de duas zonas

Análise da esterilidade

Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 48h de incubação em estufa microbiológica	Não houve crescimento após 48h de incubação em estufa microbiológica

Bibliografia

Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos- ANVISA módulo IV

Parecer
A amostra analisada atende às especificações descritas


Data: 01/08/2022.

Analista




Joelma Oliveira

Analista



Ramon Lopes

Coordenador Técnico



Antônio Galli