

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| Código: CAMB037 | Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Caldo BHI 6,5% NaCl | | |
| Pág: 1/1 | | | |
| Revisão: 02 | Emitido por: | Revisado por: | Conferido por: |
| Data: 04/01/2021 | Renata | Ramon | Antônio |

Controle de Qualidade

| |
|---|
| Certificado de análise – Caldo BHI 6,5% NaCl |
| Finalidade: Usado para diferenciação e identificação de enterococos e estreptococos |

| | |
|--------------------------------|--|
| Data de fabricação: 04/11/2022 | Lote: 22111936 |
| Data de validade: 04/05/2023 | Apresentação: Tubo de vidro com rosca 13x100mm |
| Quantidade amostrada: 10 | Data da amostragem: 07/11/2022 |
| Número MS:80002670075 | Armazenagem: 2° a 8°C |

Análise Físico química

| Teste realizado | Especificação | Resultado |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------|
| Inspeção Visual | Amarelo claro, límpido. | Meio Amarelo Claro, Límpido |
| pH | 7,4 ± 0,2 | 7,23 |

Análise de Desempenho

| Cepas | Resultado esperado | Resultado |
|--|--|--|
| <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212 | Crescimento do microrganismo, turvação do meio. | Crescimento do microrganismo, turvação do meio. |
| <i>Streptococcus bovis</i> ATCC 9809 | Sem crescimento do microrganismo, meio inalterado. | Sem crescimento do microrganismo, meio inalterado. |

Análise da esterilidade

| Ensaio | Especificação | Resultado |
|--------------|---|--|
| Esterilidade | Não deve haver crescimento após 24h de incubação em estufa microbiológica | Não houve crescimento de microrganismos após 24h de incubação em estufa microbiológica |



Bibliografia

| |
|---|
| Procedimentos Básicos em Microbiologia Clínica, 3ª edição |
|---|

Parecer

| |
|--|
| <i>A amostra analisada atende às especificações descritas</i> |
|--|

Data: 08/11/2022.
Analista

Joelma Oliveira
Analista

Ramon Lopes
Coordenador Técnico

Antônio Galli