

Código: CAPA083	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Famivita Teste de Gravidez 10UI		
Pág: 1/1			
Revisão: 01	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 04/01/2021	Antônio	Ramon	Antônio

Controle de Qualidade

Certificado de análise Famivita Teste de Gravidez 10UI

Data de Fabricação: 03/07/2023	Lote: 101220711
Data de validade: 25/07/2025	Apresentação: Caixa com 2, 5 e 10 determinações
Quantidade amostrada: 20	Data da amostragem: 30/05/2023
Número MS: 80002670095	Cód.: 4774 – 2 testes / 3348 – 5 testes / 3466 – 10 testes



Kit para determinação qualitativa de hCG para diagnóstico de gravidez, por método imunocromatográfico usando uma combinação de anticorpo monoclonal marcado e anticorpo anti-HCG fase sólida para identificação seletiva de hCG em amostra de soro e urina.

Controle de Qualidade

Teste	Especificação	Resultado
Positivo	Surgimento de 2 bandas coloridas, 1 na área T (teste) e outra na área C (controle)	Surgimento de 2 bandas coloridas, 1 na área T e outra na área C
Negativo	Surgimento de 1 banda colorida na área C (controle)	Surgimento de 1 banda colorida na área C
Inválido	Não surgimento da banda C (controle) com o surgimento ou não da banda T (Teste)	Não Observado em nenhuma das amostras analisadas

Parecer***A amostra analisada atende às especificações descritas.***

Data: 03/07/2023

Analista**Joelma Oliveira****Analista****Ramon Lopes****Coordenador Técnico****Antônio Galli**