

Código: CAPA084	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Famivita Teste de Ovulação 20UI		
Pág: 1/1			
Revisão: 00	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 07/2019	Antônio		Ana Paula

Controle de Qualidade

Certificado de análise Famivita Teste de Ovulação 20UI

Data de Fabricação: 18/05/2023	Lote: 102220708
Data de validade: 26/07/2025	Apresentação: Caixa com 5, 10 e 20 determinações
Quantidade amostrada: 20	Data da amostragem: 18/05/2023
Número MS: 80002670095	Cód.: 3350 – 5 testes / 3351 – 10 testes / 3465 – 20 testes

O teste de ovulação é um autoteste rápido concebido para detectar de forma qualitativa o aumento do hormônio Luteinizante (LH) na urina, permite identificar o período da ovulação feminina.

Controle de Qualidade

Teste	Especificação	Resultado
Positivo	Surgimento de 2 bandas coloridas, 1 na área T (teste) e outra na área C (controle)	Surgimento de 2 bandas coloridas, 1 na área T e outra na área C
Negativo	Surgimento de 1 banda colorida na área C (controle)	Surgimento de 1 banda colorida na área C
Inválido	Não surgimento da banda C (controle) com o surgimento ou não da banda T (Teste)	Não Observado em nenhuma das amostras analisadas


Parecer

A amostra analisada atende às especificações descritas.


Data: 18/05/2023

Analista


Joelma Oliveira

Analista


Ramon Lopes

Coordenador Técnico


Antônio Galli