

Código: CAPA107	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Famigel		
Pág: 1/1			
Revisão: 00	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 10/01/2022	Antônio Galli		Ramon Lopes

Produto: Famigel	Embalagem: Bisnaga Plástica
Lote: 23071583	Código do produto: 3415
Data de Fabricação: 31/07/2023	Número MS: 80002679001
Data de Validade: 31/07/2025	Tamanho da Amostra: 10 frascos

Análise Físico-Química		
Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Gel transparente inodoro	Gel transparente inodoro
Densidade	1,007 - 1,020 g/cm ³	1,009 g/cm³
pH	7,2 – 7,6	7,44
Viscosidade Absoluta	710 a 910 cps	854 cps

Ensaio	Especificação	Resultado
Microrganismos aeróbios mesófilos	Não mais que 1,0 x 10 ² (UFC/g ou mL)	< 10 UFC/g
Contagem total de fungos e leveduras	Não mais que 1,0 x 10 ¹ (UFC/g ou mL)	< 10 UFC/g
<i>Escherichia coli</i>	Ausência em 1,0g ou mL	Ausente
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausência em 1,0g ou mL	Ausente
<i>Staphylococcus aureus</i>	Ausência em 1,0g ou mL	Ausente
<i>Candida albicans</i>	Ausência em 1,0g ou mL	Ausente

Bibliografia
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Farmacopeia Brasileira 6 ed. , v.1. Brasília: ANVISA, 2019. p. 391-414.

Parecer
<i>A amostra analisada atende às especificações descritas.</i>


Data: 09/08/2023.

Analista




Joelma Oliveira

Analista



Ramon Lopes

Coordenador Técnico



Antônio Galli