

<b>Código:</b> CAMB036	<b>Título:</b> Certificado de Análise de Produto Acabado – Caldo BHI		
<b>Pág:</b> 1/1			
<b>Revisão:</b> 02	<b>Emitido por:</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>Conferido por:</b>
<b>Data:</b> 04/01/2021	Renata	Ramon	Antônio

**Controle de Qualidade**

Certificado de análise – Caldo BHI

Finalidade: É um meio derivado de nutrientes de cérebro e coração, peptona e dextrose. Meio para cultivo de estreptococos, pneumococos, meningococos, enterobactérias, não fermentadores, leveduras e fungos.

Data de fabricação: 11/09/2023	Lote: 23091971
Data de validade: 11/03/2024	Apresentação: Tubo de vidro 13 x 100 mm
Quantidade amostrada: 10	Data da amostragem: 11/09/2023
Número MS: 80002670074	Armazenagem: 2° a 8°C

**Análise físico-química**

Teste realizado	Especificação	Resultado
Inspeção Visual	Amarelo claro, límpido.	<b>Amarelo claro, límpido.</b>
pH	7,4 ± 0,2	<b>7,55</b>

**Análise de Desempenho**

Cepas	Resultado esperado	Resultado
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 6305	Crescimento do microrganismo, turvação do meio.	<b>Houve crescimento de microrganismo com turvação do meio.</b>
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	Crescimento do microrganismo, turvação do meio.	<b>Houve crescimento de microrganismo com turvação do meio.</b>

**Análise da esterilidade**

Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 24h de incubação em estufa microbiológica	<b>Não houve crescimento após 24h de incubação em estufa microbiológica.</b>

**Bibliografia**

Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos- ANVISA módulo IV pág. 16.

**Parecer*****A amostra analisada atende às especificações descritas***

Data: 14/09/2023

Analista



Joelma Oliveira

Analista



Ramon Lopes

Coordenador Técnico



Antônio Galli