

Código: CAMB072	Título: Certificado de Análise de Matéria-prima - Solução Púrpura de Bromocresol		
Pág: 1/1			
Revisão: 00	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 15/01/2019	Antônio		Ana Paula

**Controle da Qualidade
Solução Púrpura de Bromocresol**

Data de Fabricação: 16/01/2024	Lote: 2401001
Data de validade: 16/05/2024	Embalagem: Frasco plástico âmbar
Quantidade amostrada: 10mL	Data da amostragem: 16/01/2024

Análise Físico-Química		
Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Solução homogênea de cor roxa sem precipitados	Solução homogênea de cor roxa sem precipitados
Intervalo de Transição	pH Acido	Solução amarela
	pH Alcalino	Solução violeta

Referência
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Farmacopeia Brasileira 5 ed. , v. 1. Brasília: ANVISA, 2010. p.418. BRASIL.

Parecer
<i>A amostra analisada atende às especificações descritas.</i>


Data: **16/01/2024**

Analista




Joelma Oliveira

Analista



Ramon Lopes

Coordenador Técnico



Antônio Galli