

 RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAPA039	Título: Certificado de Análise de Lugol Forte		
Pág: 1/1			
Revisão: 05	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 11/2024	Renata	Ramon	Antônio

Controle de Qualidade
Certificado de análise Lugol Forte 2%

Data de Fabricação: 17/03/2025	Lote: 25030334
Data de validade: 17/03/2028	Embalagem: Frasco Pet Âmbar de 500mL e 1000mL
Quantidade amostrada: 80 mL	Data da amostragem: 18/03/2025
Numero MS: 80002670066	Armazenamento: Temperatura ambiente

Análise Físico-Química		
Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Líquido marrom avermelhado, odor característico	Líquido marrom avermelhado, odor característico
Densidade	1,015 a 1,050 g/cm³	1,044 g/cm³
pH a 25°C	4,50 a 5,50	4,67

Bibliografia
Otto Bier: Bacteriologia e imunologia, Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório.


Parecer
<i>A amostra analisada atende às especificações descritas.</i>

Data: 18/03/2025


Analista


Joelma Oliveira

Analista


Ramon Lopes

Coordenador Técnico


Antônio Galli