

Código: CAPA066	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Lact-o-test Pó		
Pág: 1/1			
Revisão: 0	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 01/2026	Ramon Lopes		Antônio Galli

Produto: Lact-O-test pó	Embalagem: Sachê metalizado com fecho Zip
Lote: 26010135	Data de Validade: 27/01/2028
Data de Fabricação: 27/01/2026	Número MS: 80002670077
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise Físico-Química

Ensaio	Especificação	Resultado
Inspeção Visual	Pó cristalino branco ou quase branco com odor limão	Pó cristalino branco ou quase branco com odor limão
Solubilidade aquecida	Solúvel em água aquecida	Solúvel em água aquecida
pH sol. 25g/250mL	2,50 a 3,50	3,10

Análise Microbiológica

Código da amostra: PA26-033

Ensaio	Especificação	Resultado
Microrganismos aeróbios mesófilos	Não mais que $1,0 \times 10^2$ (UFC/g ou mL)	< 10 UFC/mL
Contagem total de fungos e leveduras	Não mais que $1,0 \times 10^1$ (UFC/g ou mL)	< 10 UFC/mL
<i>Escherichia coli</i>	Ausência em 1,0g ou mL	Ausência em 1,0g

BibliografiaBRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed.**, Brasília: ANVISA, 2024**Parecer*****A amostra analisada atende às especificações descritas.***


Data: 04/02/2026

Analista



Joelma Oliveira

Analista



Ramon Lopes

Coordenador Técnico



Antônio Galli