

<b>Código:</b> CAPA034	<b>Título:</b> Certificado de Análise de Produto Acabado – Lact-O-Test Limão 50g		
<b>Pág:</b> 1/1			
<b>Revisão:</b> 02	<b>Emitido por:</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>Conferido por:</b>
<b>Data:</b> 05/2025	Antônio Galli	Ramon	Ramon

Produto: Lact-o-test limão 50g/300mL	Embalagem: Frasco PET
Lote: 26020173	Data de Validade: 03/02/2028
Data de Fabricação: 03/02/2026	Número MS: 80002670080
Armazenamento: Temperatura ambiente	

**Análise Físico-Química**

Ensaio	Especificação	Resultado
Inspeção Visual	Líquido incolor a levemente amarelado	Líquido incolor a levemente amarelado
Densidade	1,055 – 1,075 g/cm <sup>3</sup>	1,060 g/cm <sup>3</sup>
pH a 25°C	2,50 a 3,50	3,10

**Análise Microbiológica**

Código da amostra: PA26-039

Ensaio	Especificação	Resultado
Microrganismos aeróbios mesófilos	Não mais que 1,0 x 10 <sup>2</sup> (UFC/g ou mL)	< 10 UFC/mL
Contagem total de fungos e leveduras	Não mais que 1,0 x 10 <sup>1</sup> (UFC/g ou mL)	< 10 UFC/mL
<i>Escherichia coli</i>	Ausência em 1,0g ou mL	Ausência em 1,0 mL

**Bibliografia**BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7<sup>a</sup> ed.**, Brasília: ANVISA, 2024**Parecer*****A amostra analisada atende às especificações descritas.***


Data: 11/02/2026

Analista



Joelma Oliveira

Analista



Ramon Lopes

Coordenador Técnico



Antônio Galli