

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Código: CAPA001	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Ácido Acético 2%		
Pág: 1/1			
Revisão: 06	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 05/2025	Gleicy	Ramon	Antônio

Controle de Qualidade
Certificado de análise do Ácido Acético 2%

Data de Fabricação: 04/02/2026	Lote: 26020186
Data de validade: 04/02/2028	Apresentação: Frasco Pet
Número MS: 80002670126	Data da amostragem: 04/02/2026
Armazenamento: Temperatura Ambiente	

Análise Físico-Química		
Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Líquido incolor, odor característico	Líquido incolor, odor característico
Densidade	1,000 a 1010 g/cm ³	1,000 g/cm ³
pH a 25°C	2,00 a 3,00	2,61

Análise Microbiológica		
Código da amostra: PA26-041		
Ensaio	Especificação	Resultado
Microrganismos aeróbios mesófilos	Não mais que 1,0 x 10 ² (UFC/g ou mL)	< 10 UFC/mL
Contagem total de fungos e leveduras	Não mais que 1,0 x 10 ¹ (UFC/g ou mL)	< 10 UFC/mL
<i>Escherichia coli</i>	Ausência em 1,0g ou mL	Ausência em 1,0mL

Bibliografia
Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Farmacopeia Brasileira 7^a ed., Brasília: ANVISA, 2024.

Parecer
<i>A amostra analisada atende às especificações descritas.</i>

Data: 12/02/2026

Analista

Joelma Oliveira

Analista

Ramon Lopes

Coordenador Técnico

Antônio Galli